



Monnal T60

La respiración al alcance
de la mano

Más cerca de la urgencia

Monnal T60® ha sido diseñado para las intervenciones médicas móviles en todos los entornos de cuidados intensivos tanto en el hospital como fuera del mismo. Pone al alcance de la mano los equipos médicos de transporte con los estándares más altos de la ventilación para pacientes críticos, adultos, niños y bebés.

Monnal T60 es el mejor aliado de los profesionales de la salud:

- En las unidades móviles terrestres y aéreas: helicóptero, avión, transporte sanitario de larga distancia
- Durante el traslado dentro del hospital
- En los servicios de urgencias, en sala de reanimación
- En los servicios de cuidados intensivos.

Monnal T60 se adapta fácilmente a todos los entornos que necesitan cuidados intensivos móviles.



Transporte aéreo

- homologación transporte aéreo (norma EN 13718 y RTCA DO-160F)
- resistencia 20G
- compensación automática de los cambios de presión atmosférica para el ajuste del volumen corriente y de la concentración de oxígeno entregada
- luminosidad de la pantalla ajustable
- alarmas muy visibles, adaptadas a entornos ruidosos



Asa ergonómica que permite una fijación segura y de fácil transporte

T60



movilidad

Monnal T60 responde a las exigencias ligadas a situaciones únicas y en condiciones difíciles, incluso extremas.

+ Las ventajas de Monnal T60

- + **Ligero y compacto:** 3,7 kg
- + **Autónomo de aire y de conexión eléctrica:** 5 horas con baterías intercambiables para la continuidad de las intervenciones y transporte
- + **Robusto y resistente en el tiempo:** protección de las conexiones e integración de la válvula espiratoria que incluye el sensor de flujo
- + **Accesorios integrados:** sistemas de fijación y de protección para una configuración óptima y un desplazamiento del paciente con Monnal T60:
 - estación mural de recarga
 - bolso de transporte
 - soporte universal para uso hospitalario
 - pie de soporte



Más cerca de los profesionales de la salud

Monnal T60 es la solución **para un acceso rápido y seguro a los cuidados**. Aporta un soporte respiratorio eficaz en los tiempos más breves.

Muy intuitivo de utilizar, **Monnal T60** permite a los equipos médicos familiarizarse rápidamente con el ventilador y concentrarse en los puntos vitales del paciente.

+ Las ventajas de Monnal T60

- + **Conexión agrupada y localizada** para una preparación del ventilador simple
- + El bolso de transporte ha sido especialmente diseñado considerando la **conexión de los cables** y del circuito paciente
- + **Modos para urgencias** con un simple ajuste del peso (IBW *) para un comienzo rápido y seguro de la ventilación



rapidez



Interfaz intuitiva

- Una gran pantalla totalmente táctil
- Único principio muy intuitivo de utilización: Selección, ajuste, validación



Conexiones agrupadas

* Ideal Body Weight = peso ideal del paciente

Más cerca del paciente



Una monitorización precisa, completa y accesible en los primeros momentos es esencial para monitorear al paciente y poder mejorar su pronóstico. Gracias a sus completas posibilidades de monitorización, **Monnal T60** garantiza **una ventilación segura durante el transporte del paciente**.

+ Las ventajas de Monnal T60

- + **Gran pantalla a color** que permite la lectura de la información en todas las condiciones: luminosidad ajustable, pantalla giratoria 180°
- + **Zona única de monitorización** para seguir todas las variables del paciente
- + **Curvas de ventilación ampliables**
- + Gran zona luminosa de **alarmas fácilmente** identificables a distancia o en un entorno ruidoso y que pueden ser desactivadas en caso de necesidad

visibilidad



Alarmas luminosas visibles



Seguridad de la ventilación

- Monitorización del CO₂ espirado (opcional) para asegurar la intubación correcta del paciente y monitorear en cualquier momento la eficacia de la ventilación (tecnología mainstream)
- Vigilancia automática de la presión de plató para adoptar una estrategia de cuidados que integre la protección pulmonar del paciente

Más cerca de la respiración

Monnal T60 asegura una gran calidad de la ventilación de los pacientes. Los equipos de cuidados pueden seleccionar: **ventilación invasiva y no invasiva, ventilación automática de transporte**; modos en volumen, en presión, en presión de soporte, CPAP y SIMV.

Monnal T60 integra la plataforma tecnológica Monnal que permite una transición rápida de las urgencias a los cuidados intensivos.

+ Las ventajas de Monnal T60

La gestión perfecta de la ventilación se apoya en varios elementos:

- + Triggers sensibles para la **comodidad del paciente** y la realización de la ventilación no invasiva
- + Detección y **compensación automática de las fugas**
- + FiO₂ de 21 a 100%
- + **Ventilación de apnea ajustable.**



eficiente



Turbina Monnal T60: Tecnología patentada

- la turbina de Monnal T60 permite administrar flujos de pico de 230 L/min y garantizar así una asistencia respiratoria eficaz en VNI
- la capacidad de aceleración garantiza una subida de la presión rápida para responder, lo mejor posible, a la demanda inspiratoria del paciente
- el funcionamiento silencioso preserva el entorno sonoro (48 dBA a 1 m)



Modo de urgencia automático

T60



Ligero y compacto

Gran pantalla a color táctil

Zona de las alarmas muy visibles con posibilidad de desactivación

Monitorización EtCO₂ espirado

Válvula espiratoria Monnal EVA integrada y protegida

Botón giratorio de ajuste ergonómico: rapidez de utilización

Gama completa de modos de ventilación: VI y VNI

Zona ancha de monitorización: seguridad

5 horas de autonomía

Ajuste de la FiO₂ de 21% a 100%

Sucursales de Air Liquide Argentina

BAHÍA BLANCA

Alte. Brown 1102
(8000) Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As.
Tel: 0291-4521521/4526646/4536464

COMODORO RIVADAVIA

Ing. Marcial Riadigos 150
(9000) Cdno. Rivadavia, Pcia. de Chubut
Tel: 0297-4483602/5/4481389

CÓRDOBA

Arturo Orgaz 1250
(5003) Córdoba, Pcia. de Córdoba
Tel: 0351-4892713/08/12

JUJUY

9 de Julio 963
(4500) San Pedro de Jujuy, Pcia. de Jujuy
Tel: 03888-420101/0110

MAR DEL PLATA

Juan B. Justo 50 - 4º piso
(7600) Mar del Plata, Pcia. de Bs. As.
Tel: 0223-4805778/83/85

MENDOZA

Carril Sarmiento 944
(5501) Mendoza, Pcia. de Mendoza
Tel: 0261-4522951/2/3

NEUQUÉN

Félix San Martín 1490
(8300) Neuquén, Pcia. de Neuquén
Tel: 0299-4488599/8396/4423744

RESISTENCIA

Ruta Nacional 16 N. Avellaneda, Km. 17
(3500) Resistencia, Pcia. de Chaco
Tel: 0362-4461900

RÍO CUARTO

Av. Sabatini 2793
(5800) Río Cuarto, Pcia. de Córdoba
Tel: 0358-4646845/2557

ROSARIO

Av. Presidente J. D. Perón 7680
(2000) Rosario, Pcia. de Santa Fe
Tel: 0341-4582800

SALTA

Virgilio Tedín 1100
(4400) Salta, Pcia. de Salta
Tel: 0387-4238888/1681

SAN JUSTO

Monseñor Bufano 4550
(1766) La Tablada, Pcia. de Bs. As.
Tel: (011) 4003-5000

SANTA FE

Blas Parera 7219
(3000) Santa Fe, Pcia. de Santa Fe
Tel: 0342-4892650/2851

SEDE CENTRAL

Monseñor Magliano 3079
B1642GLA - San Isidro, Pcia. de Buenos Aires,
Tel: (011) 4708-2200

TANDIL

Victoriano Riato 657
(7000) Tandil, Pcia. de Bs. As.
Tel: 0249-4450528/2258/0190/2734

TUCUMÁN

Ruta Pcial. 301 Km. 2
(4000) S. M. de Tucumán, Pcia. de Tucumán
Tel: 0381-4390235/0239/0358/0361

Contacto

Air Liquide Healthcare
Fondo de la Legua 936, 1º piso - B1640EDO -
Martínez, Buenos Aires, Argentina - Tel.: (54-11) 4006-3900

www.airliquide.com.ar



Air Liquide Healthcare ofrece soluciones innovadoras y de calidad para clientes y pacientes en pos de un cuidado continuo.