

CÁMARA HIPERBÁRICA MONOPLAZA

(hasta 3 atmósferas absolutas (ATA) y oxígeno al 100%)



USOS

- Intoxicación con Monóxido de Carbono (CO).
- Pie de diabético.
- Gangrena gaseosa.
- Lesiones post radioterapia.
- Enfermedad descompresiva.
- Embolia de aire traumática (Aeroembolismo).
- Osteomielitis crónica refractaria.
- Infecciones por agentes anaerobios.
- Reepitelización de escaras cutáneas.
- Quemaduras - reparación de tejidos dañados.

COMODIDAD DEL PACIENTE

- Disponibles en 3 diámetros diferentes, de 83, 91 y 104 cm.
- Permiten el tratamiento de pacientes obesos de hasta 317 kg.
- Camillas bajas que facilitan el ingreso y egreso del paciente.

SEGURIDAD

- Interruptor automático de ventilación permite la descompresión en menos de 2 minutos.
- Fácil lectura de la pantalla de ajustes técnicos.
- Monitoreo electrónico de temperatura; ECG; presión arterial y oxígeno transcutáneo.